



ラックヘルスケア株式会社

『快適な座り心地』を提供するコンフォートタイプの車いす。
身体状況や生活環境に合わせて選び、そして調節する・・・
ネットィシリーズは、利用者の快適な日常生活をサポートしていきます。

身体状況に合わせた調節ができる

各部の調節による適合機能

～身体にあった車いすをお選びください～
身体に合わない車いすに長時間座ることは
快適ではなく負担がかかります。
座る姿勢が安定しない利用者にとっては深刻な問題です。

ネットィは利用者の体格や状態に応じて各部を調節し、車いすを利用者に適合させることができます。



ティルト機能

座面の角度を自由に変えることができ、目的に応じて座る姿勢を変えることができます。

リクライニング機能

背もたれの角度が自由に変えられる為、体圧を効果的に分散し、長時間であっても快適な座りを可能にします。

ティルト機能と併用することで、前滑りの防止にもなり、安楽な環境を提供します。

商品名	ネットィⅢ	ネットィα
特長	<p>極上の快適性を提供する「最高級モデル」</p>  <p>利用者に車いすを適合させることで快適な座り心地を提供し、日常生活をサポートします。快適性の高いクッションを標準で装備し、オプションパーツによる個別対応も可能です。</p>	<p>使いやすさと快適性を両立した「普及モデル」</p>  <p>介助ハンドルの調節や延長したブレーキなど介助者の使い心地も向上。快適な座位だけでなく、日常のちょっとした使いやすさを形にしたモデル。</p>
座幅	38 cm、40 cm [全幅：座幅+24 cm]	40 cm [全幅：座幅+18 cm]
バックサポートクッション	<p>バッククッション：スマート（背張り調節付き）</p>  <p>幾重にも重なったウレタンフォームが、人間工学に基づいた腰のサポートやサイドサポート（12 cm）を形成。柔軟性と安定性に富んだ快適なクッションです。</p>	<p>バッククッション：ウノ（背張り調節付き）</p>  <p>ウレタン一体成型のクッション。サイドサポート（10 cm）により体幹の安定性が向上し、姿勢が崩れにくくなっています。</p>
シートクッション	<p>シートクッション：シット</p>  <p>多層構造のウレタンクッション。立体的な構造にすることで、長時間の座位でも快適でサポート性の高い環境を提供します。</p>	<p>シートクッション：ウノ</p>  <p>3層構造のウレタンクッション。中間層は前後で硬さを変えることで、圧分散と安定性のバランスを作り出しています。</p>
調節範囲	<p>奥行調節範囲：40 cm～50 cm ティルト角度：-11°～14° リクライニング角度：88°～120°</p>	<p>奥行調節範囲：37.5 cm～45 cm ティルト角度：-5°～20° リクライニング角度：90°～135°</p>
標準小売価格	¥492,000～（非課税）	¥398,000～（非課税）

LAC ラックヘルスケア株式会社

本社：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2
TEL：06-6244-0636 FAX：06-6244-0836
東京ワズ：〒105-0014 東京都港区芝3-43-16 KDXビル11F
TEL：03-5419-8050 FAX：03-5419-8051
九州ワズ：〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山2-1-23 パーナル帯山1F
TEL：096-340-8101 FAX：096-340-8102
URL <http://www.lac-hc.co.jp>

コードNo:2014.07